

Miniguide CardioQ ODM+

Vätskeoptimering, typiska värden

Typiska parametervärden

(dessa värden bör inte förväxlas med fysiologiska mål)

FTc- Korrigerad flödestid

330 – 360 milisekunder

OBS! Effekterna av vasodilaterande läkemedel kan höja FTc (se ovan)

PV - Maxhastighet

20 år = 90 – 120 cm/s

30 år = 85 – 115 cm/s

40 år = 80 – 110 cm/s

50 år = 70 – 100 cm/s

60 år = 60 – 90 cm/s

70 år = 50 – 80 cm/s

80 år = 40 – 70 cm/s

90 år = 30 – 60 cm/s

SD - Slaglängd (per slag)

Ca 10 – 20 cm (meridianvärde)

CI - Cardiac Index

2,5 – 4,2 L/m²

SVI - Slagvolym Index

40 – 50 ml/min/m²

Vätskeoptimering

